

LSSD-01 泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定，各种塑料防盗瓶盖密封性能的量化测定，各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接强度等指标的量化测定；同时也可对软包装袋所使用材料的抗压强度、耐破强度等指标，瓶盖扭力密封指标、瓶盖连接脱扣强度、材料的应力强度、以及整个瓶体密封性、抗压性、耐破性等指标进行评估分析。



## 专业技术

- 系统采用正压法测试原理，由微电脑控制，搭配菜单式界面、PVC 操作面板和液晶显示屏，方便用户进行快速的试验操作及数据查看
- 膨胀抑制、膨胀非抑制双重试验方法，用户可根据不同的测试目的进行自由选择
- 破裂测试、蠕变测试、蠕变到破裂测试多种试验模式满足用户不同的测试需求
- 试验量程可选，试验过程“一键化”操作等智能设计，轻松实现非标测试
- 专业软件支持检测数据自动统计的功能
- 微型打印机和标准的 RS232 接口，方便系统与电脑的外部链接与数据传输
- 支持 Lystem™ 实验室数据共享系统，统一管理试验结果和试验报告

## 测试标准

该仪器符合多项国家和国际标准：ISO 11607-1、ISO 11607-2、GB/T 10440、GB 18454、GB 19741、GB 17447、ASTM F1140、ASTM F2054、GB/T 17876、GB/T 10004、BB/T 0025、QB/T 1871、YBB 00252005、YBB 00162002

## 测试应用

基础应用	塑料复合袋	适用于各种塑料薄膜、铝膜、纸塑复合、铝塑复合等各种包装袋的耐压破裂测试
	软管测试	适用于各种日化用品包装用软管以及其它领域物品包装用软管。软管可以包括牙膏管、洗面奶、化妆品、各种药用软膏管、食品包装用软管等等
	蠕变性测试	适用于各种包装袋、盒等的蠕变性能测试
	蠕变到破裂	适用于各种包装袋、盒等的蠕变到破裂的性能测试
扩展应用	泡罩包装破裂测试	适用于各种泡罩包装的耐压测试
	气雾剂阀门测试	适用于各种气雾剂阀门的密封性能的测试。气雾剂阀门包括各种杀虫剂、摩丝、啫喱水、药用喷剂、自喷漆等等
	三面热封材料	适用于包装袋只有三个面热封，一面开口的耐压测试
	高压测试	测试压力最高可以达到 1.6 MPa

防盗瓶盖	适用于各种防盗瓶盖的密封性能测试。防盗瓶盖可以包括可乐瓶盖、矿泉水纯净水瓶盖、饮料瓶盖、植物油桶盖、副食调料瓶盖（酱油、醋、料酒等）、易开盖三片罐（啤酒、饮料易拉罐等）、纸质包装罐（圆柱形，各种薯片虾条）等
------	---

## 技术指标

指标	参数
测试范围	0~600 KPa; 0~87.0 psi (标配)
	0~1.6 MPa; 0~232.1 psi (另购)
充气头	Φ10 mm (标配)
	Φ4 mm、Φ1.6 mm (选购)
气源压力	0.4 MPa~0.9 MPa (气源用户自备)
气源接口	Φ8 mm 聚氨酯管
外形尺寸	300 mm (L) × 310 mm (W) × 180 mm (H)
试验座尺寸	305 mm (L) × 356 mm (W) × 325 mm (H)
电源	AC 220V 50Hz
净重	23 kg

## 产品配置

标准配置	主机、测试架、微型打印机
选购件	专业软件、通信电缆、测试附件（约束板试验装置；开口包装试验装置；软管密封性能试验装置；气雾剂阀门密封性能试验装置）、药用泡罩密封性试验装置
备注	本机气源接口为 Φ8 mm 聚氨酯管；气源用户自备

注：Labthink 始终致力于产品性能和功能的创新及改进，基于该原因，产品技术规格亦会相应改变。上述情况恕不另行通知，您可登录 [www.labthink.com](http://www.labthink.com) 获取最新信息。本公司保留修改权与最终解释权。